JSR 株式会社について

JSR株式会社は、1957年に合成ゴムの国産化をめざして設立されました(旧社名: 日本合成ゴム株 式会社)。その後、エマルジョンや合成樹脂へと事業を展開し、1970年代後半には、それらで培った 独自の高分子技術を活用し、半導体事業、ディスプレイ材料、光学材料などへと事業を拡大。近年では、ラ イフサイエンス事業を新たな柱とするなど、バイオ医薬などの先端の医療ニーズをとらえたバイオプロセス材 料、診断薬材料、創薬支援サービスなど、幅広い活動を行っています。

■ 保険点数

Heartnote[®] による連続心電図検査は、保険収載済み検査です。

D210

ホルター型心電図検査

1	30 分、またはその端数を増すごとに	90 点
2	8 時間を超えた場合	1,750 点

■ 主な仕様

記録方式	デジタルメモリ方式
記録周波数	心電波形:256Hz / 3 軸加速度:32Hz
作動(運転)モード	連続作動機器
電源	リチウムポリマー二次電池
連続使用可能時間	168 時間
耐用年数	3年[自己認証(当社データ)による]
使用環境温湿度	温度範囲:10 ~ 45℃ 湿度範囲:10 ~ 95% RH (結露なきこと)
電極 (装着部)の最高温度	48℃ (JIS T 60601-2-47 に従い、試験環境 45 ℃にて測定した値)
保管環境温湿度	温度範囲:1 ~ 45℃ 湿度範囲:10 ~ 95% RH(結露なきこと)
液体の浸入に対する保護	IPX4/IPX7
付属品	粘着材、ドレッシングフィルム、クリーンポリバッグ、 返却用台紙、サービス依頼書 兼 同意書、行動記録表 (同意説明文書)、返送用封筒、 取扱説明書(医療従事者向け)、 安全にお使い頂くために(患者様向け)

Heartnote® 取り扱い説明動画はこちら



本動画は医療従事者の方が対象です。 一般の方の閲覧はお控え下さい。

※本製品には使用期限があります。製品パッケージの使用期限内にご使用下さい。 なお、使用期限が切れた場合の送料は、医療機関様のご負担となることをご了承ください。

製造販売元 JSR 株式会社

一般名称:長時間心電用データレコーダ 心電記録器 Heartnote


J-HN-E1

医療機器認証番号 302ACBZX00015000

お問い合わせ先

TEL: 03-6218-3575 (24 時間受付 365 日対応)

mail: info_heartnote@jsr.co.jp





電極一体型ホルター心電計

Heartnote®

ホルター心電図検査サービス



世界最薄・最軽量クラス*のコンパクトサイズ。 ホルター心電計の常識を覆します。

*2023年8月1日現在

電極一体型ホルター心電計

Heartnote®


30mm×100mm、薄さ5mm、重量わずか12g。


ホルター心電計をコンパクトサイズに凝縮しました。 取り扱いも容易で、装着しても普段と 変わらない生活が送れます。



簡単に装着できる、 絆創膏タイプのコードレス型

Heartnote®は外出しの誘導コードがなく、すべての機能を薄 型・軽量サイズに収納。適度な柔軟性があり、粘着テープでム リなく装着できます。





最大7日間の計測が可能


コンパクトながら、最大で7日間の長時間計測が可能です。 長期間の計測により不整脈の検出率が向上し、早期発見・早 期治療に貢献します。また、24時間計測では捉えにくい発作 性心房細動 (PAF: Paroxysmal atrial fibrillation) などの検 出も可能となります。

防水性能 IPX4/IPX7 対応*で、 半身浴も OK

装着したままシャワーや半身浴が可能です。夏場に入浴で きない不快感もありません。また、冬場はヒートショックの 評価も可能となります。



* IPX4(水の飛沫に対して保護)/IPX7(水に浸しても影響がないよう保護



Mintu P.Turakhia, et al. The American Journal of Cardiology

2013: 112: 520-524. より作図

機器のご利用から解析までを手軽に。 新しいホルター心電図検査サービス。

サービス内容

Heartnote®を利用したホルター心電図検査サービスがご利用いただけます。 取扱いは容易で、解析結果(レポート)は専用の Web サイトで確認可能です。

